

Reinigungsmittel aus dem Erzgebirge



Fachgroßhandel Hans Reinhold u. Sohn,

Mittelweg 10, D-09488 Thermalbad Wiesenbad

Tel. 03733/ 59 67 990, Fax 03733/ 54 29 56, beratung@reinhold-sohn-hygiene.de

IVN 2000

Produktinformation

Flächendesinfektion , aldehydfreies Höchstkonzentrat

Lieferant: Fachgroßhandel Hans Reinhold u. Sohn, Mittelweg 10, D09488 Thermalbad Wiesenbad

Tel. 03733/ 59 67 990

Fax 03733/ 54 29 56, beratung@reinhold-sohn-hygiene.de

Hersteller: IVN Nettetal, D-41334 Nettetal, info@corpusan.com

Präparatetyp: Ein universelles, aldehydfreies Desinfektionsmittel zur Reinigung und Desinfektion von allen wischbeständigen Oberflächen, insbesondere von Geräteoberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. IVN 2000 wirkt schnell und umfassend bei sehr niedrigen Anwendungskonzentrationen und ist äußerst wirtschaftlich.

Produkteigenschaften: wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (incl. M.Terrae), wirksam gegen behüllte Viren: BVDV* / Vaccinia, HBV/HIV-wirksam, wirksam gegen Noroviren, MRSA-wirksam, gute Reinigungsleistung, sehr wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentrationen, gute Materialverträglichkeit, geeignet für zentrale und dezentrale Dosieranlagen, geeignet zur Tauchdesinfektion für Mischsysteme an Spülautomaten und Pflegewannen geeignet, geprüft nach den Standardmethoden der DGHM und den RKI Empfehlungen zur Wirksamkeit gegen Viren.

Anwendungsbereiche: Für alle wischbeständigen Oberflächen, insbesondere für Geräteoberflächen und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Auch für Sanitär- und Bäderbereiche, Laboratorien und Industrie, Küchen- und Lebensmittelbereiche.

Anwendungskonzentrationen: Bakterizid, fungizid - gemäß DGHM/DVG:

Gewünschte Verdünnung	Einwirkzeit	Mischungsverhältnis je Liter Wasser
0,25 %	4 Stunden	2,5 ml IVN 2000 je Liter Wasser
0,50 %	60 Minuten	5,0 ml IVN 2000 je Liter Wasser
1,50 %	15 Minuten	15,0 ml IVN 2000 je Liter Wasser

Begutachtungen: Prof.Wille, Gießen, Prof. Schubert, Frankfurt/Main, Hygiene Nord.

Zusammensetzung: Biozide, Nonionics , synergistische Additive, Hilfsstoffe, Duftstoffe.

Toxikologie: an der Haut: Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute. am Auge: Starke Ätzwirkung. Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung möglich.

Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: Ätzend. Bei Verschlucken starke Ätzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens. Das Produkt ist eine Zubereitung, für die keine experimentell ermittelten Toxizitätsdaten vorliegen.

Chemisch-physikalische Daten: pH-Wert: 12, Dichte: 1,02 g/cm³

Lieferformen: 1-l-Flasche, 5L Kanister, 10 Liter Kanister

Applikationshilfen: Befüllbare Dosierflasche, Kanisterpumpe, Kanisterhahn, Kanisterschlüssel. Zur Beachtung beim Umgang mit dem Konzentrat gem. Gefahrstoffverordnung:

Kenzeichnung Symbol : C Bezeichnung : Ätzend, Reizt die Augen und die Haut.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Beschmutzte/getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Beim Umgang mit dem Konzentrat Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Berührung mit der Haut vermeiden.

Reinigungsmittel aus dem Erzgebirge



Fachgroßhandel Hans Reinhold u. Sohn,

Mittelweg 10, D09488 Thermalbad Wiesenbad

Tel. 03733/ 59 67 990, Fax 03733/ 54 29 56, beratung@reinhold-sohn-hygiene.de

IVN 2000

Produktinformation

Flächendesinfektion , aldehydfreies Höchstkonzentrat

Weitere Angaben: Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zu führen. Nur für gewerbliche Verbraucher:

Anmerkungen:

Als Gebrauchslösung ist IVN 2000 keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Wir empfehlen die im Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten und die übliche Schutzkleidung zu tragen

IVN 2000 ist ein Flüssigkonzentrat. Desinfektionsreiniger sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen.

Biologische Abbaubarkeit: IVN 2000 ist nach den Richtlinien der OECD gut biologisch abbaubar. Die hochverdünnte Gebrauchslösung kann mit dem all-gemeinen Abwasser entsorgt werden. Bei sachgemäßer Einleitung ist eine Störung der biologischen Kläranlagen nicht zu erwarten. Gemäß EG-Richtlinie ist IVN 2000 nicht als umweltgefährdend einzustufen. Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. in Hinsicht auf Materialverträglichkeit sind nur gesondert möglich. Unsere Empfehlungen befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Zwecke und Verfahren. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen.